

Serie GF-K

Las Balanzas más amigables del mundo...




Incluye la exclusiva tecnología SHS de AND, máxima velocidad de respuesta y costo mínimo de mantenimiento.

Otras Características

- **Seis capacidades** para elegir:

| Modelo | Capacidad | Resolución | Plato |
|--------|-----------|------------|--------------|
| GF-8K | 8,000 g | 0.01 g | 8.3" x 10.6" |
| | 2,000 g | 0.01 | |
| GF-8K2 | 8,000 g | 0.1 g | 8.3" x 10.6" |
| GF-12K | 12,000 g | 0.1 g | 8.3" x 10.6" |
| GF-20K | 20,000 g | 0.1 g | 8.3" x 10.6" |
| GF-30K | 30,000 g | 0.1 g | 8.3" x 10.6" |
| | 6,000 g | 0.1 g | |
| GF-32K | 32,000 g | 1.0 g | 8.3" x 10.6" |

- **Protección IP-65/NEMA4** contra polvo y salpicaduras, plato de acero inoxidable
- **Interfase Serie RS-232C** bi-direccional compatible con el software de recolección de datos
- **GLP/GMP/ISO** Cumple con la impresora AD-8121B o computadora. Transmite fecha, hora, número de identificación, serie y datos de calibración
- **Función de Fecha y Hora** cumple con formato GLP e intervalos de peso en la función de memoria de datos
- **Intervalos de muestreo** para pesaje automático en intervalos de 2, 5, 10, 30 segundos a 1, 2, 5, 10 minutos en la función de Memoria de datos

-  **WinCT®** WinCT Standard Compatible con Software de recolección de datos para Windows
- **Función de Memoria de Datos** acepta cualquiera de los siguientes formatos --
 - 40 juegos de datos de peso
 - 50 juegos de peso promedio para uso en modo de conteo de piezas:
- **Múltiples Modos de Pesaje**, incluye:
 - kg, g, lb, oz, ozt, ct, mm, GN, usuario
 - Pesaje de Animales
 - Comparador de peso
 - Conteo de piezas
 - Cálculo de Porcentaje
 - Determinación de Densidad
- **Tarjeta de Referencia Rápida**
- **Cinco Años de Garantía**
- **Pantalla fluorescente**

Fax-on-Demand

(800) 726-7099, Press 2 / (408) 263-2278

Document #371

www.andweighing.com

last saved:7/28/2004



1555 McCandless Drive
Milpitas, CA 95035, USA
Toll Free: (800) 726-7099
Phone: (408) 263-5333
Fax: (408) 263-0119

Especificaciones

| MODELO | GF-8K | GF-8K2 | GF-12K |
|--|--|-----------------------------|--------------|
| Gramos (g) | 8.1 kg x 0.01g | 8.1 kg/2.1kg x 0.1g / 0.01g | 12 kg x 0.1g |
| Otras unidades de medida | oz/ lb / lb-oz/ ozt / dwt / ct / mm / GN / pcs / % / usuario | | |
| Linealidad | ±0.02 g | ±0.1 g / ±0.02 g | ±0.2 g |
| Repetibilidad / desviación estándar | 0.01 g | 0.05 g/0.01 g | 0.1 g |
| Deriva de Sensibilidad (-10 a +30 °C) | ±2 ppm / °C | ±3 ppm / °C | ±3 ppm / °C |
| Peso mínimo de pieza en modo de Conteo | 0.01g | 0.1 g | 0.1g |
| Masa de referencia mínima para 100% | 1 g | 10 g | 10 g |
| Masa Externa de calibración | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kg | | 5, 10 kg |

| MODELO | GF-20K | GF-30K | GF-32K |
|--|--|--------------|--------------------------|
| Gramos (g) | 21 kg x 0.1g | 31 kg x 0.1g | 31 kg / 6.1kg x1g / 0.1g |
| Otras unidades de medida | oz/ lb / lb-oz/ ozt / dwt / ct / mm / GN / pcs / % / usuario | | |
| Linealidad | ±0.2g | ±0.2g | ±1g/±0.2g |
| Repetibilidad / desviación estándar | 0.1g | 0.1g | 0.5g/0.1g |
| Deriva de Sensibilidad (-10 a +30 °C) | ±3ppm/°C | ±3ppm/°C | ±5ppm/°C |
| Peso mínimo de pieza en modo de Conteo | 0.1g | 0.1g | 1g |
| Masa de referencia mínima para 100% | 10g | 10g | 100g |
| Masa Externa de calibración | 10, 20kg | 20, 30kg | 20, 30kg |

| Todos los Modelos | |
|---|--|
| Tiempo de estabilización | Aprox. 1.5 segundos (típico en modo FAST) |
| Temperatura de Operación | 5°C~40°C / 41°F~104°F HR menor al 85% (sin condensación) |
| Actualización en Pantalla | 5 veces por segundo (estable) / 10 veces por segundo |
| Tamaño de muestra en modo de Conteo | 10, 25, 50 o 100 piezas |
| Indicación mínima en modo de Porcentaje | 0.01%, 0.1% , 1% (depende de la masa de referencia) |
| Tamaño del plato | Acero Inoxidable 270 mm (ancho) x 210 mm (profundo) (10.62 x 8.26 pulgadas) |
| Dimensiones | 300 mm (ancho) x 355 mm (profundo) x 111 mm (altura) (11.81 x 13.98 x 4.37 pulgadas) |
| Peso Neto | 8.3 kg / 18.3 lbs |

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

Opciones

- GX-04K*.....Salida de Comparador e interfase RS-232C/20A
- GX-06K*.....Salida Analógica / 20mA
- GX-07K**.....Cable a prueba de agua RS232C 5 metros

* Las opciones GX-04K, GX-06K, y la interfase RS-232C (incluida) no pueden ser usadas al mismo tiempo. La protección IP-65 no aplica cuando se instalan las opciones GX-04K o la GX-06K

** Usar la opción GX-07K al usar la interfase RS-232C para mantener la protección a prueba de polvo y salpicaduras (IP65)

Accesorios

- AD-8920 Pantalla Remota
- AD-8121B Impresora Multi-Funciones
- AD-1191 Impresora Compacta
- AD-8118B Impresora Universal
- SW-128 Interruptor de pedal
- AD-1682 Paquete de Baterías recargables
- KO-WW9/25 Cable RS-232C (25p-9p)

Fax-on-Demand

(800) 726-7099, Press 2 / (408) 263-2278

Document #371

www.andweighing.com

last saved:7/28/2004



1555 McCandless Drive
 Milpitas, CA 95035, USA
 Toll Free: (800) 726-7099
 Phone: (408) 263-5333
 Fax: (408) 263-0119